

sigvaris



Specialities ARM SLEEVES

Compression arm sleeves with and without mitten

Manga de compressão com e sem mão

MEDICAL COMPRESSION
ARM SLEEVE

Live your life.
Be yourself.

Seja você máximo.
Viva ao máximo.

A nossa carteira Premium de compressão médica é composta pelos seguintes **segmentos**, que respondem a várias necessidades e indicações:

- **Essential**
- **Styles**
- **Active**
- **Specialities**

Cada segmento é concebido não só para lhe permitir encontrar uma solução de compressão adequada, mas também a melhor solução de compressão. Por um lado, pretendemos maximizar o efeito terapêutico, por outro lado, os produtos devem fazer o cliente sentir-se bem e ajudá-lo a levar uma vida sem restrições.

Specialities

Cada pessoa é única e as necessidades de soluções de compressão podem mudar em função da sua situação de vida. Por vezes a prescrição médica é a primeira preocupação e as necessidades do utilizador não podem ser satisfeitas com soluções de compressão padrão. Nestas situações, os produtos do segmento das Specialities são os que melhor correspondem às suas necessidades. Caracterizam-se pelo facto de **cada produto ter sido desenvolvido para uma indicação médica muito específica ou necessidade especial.**

Nesta pasta, analisamos em profundidade as mangas de compressão Sigvaris, que podem ser encontradas neste segmento.

- TRADITIONAL
- ADVANCE

Specialities

ARM SLEEVES

Mangas

Linfedema do braço

O que é um linfedema?

O linfedema é uma doença que pode limitar significativamente a qualidade de vida. Os linfedemas dos membros superiores afectam principalmente as mulheres, uma vez que esta doença acontece, principalmente, após a remoção dos gânglios linfáticos axilares, relacionado com o cancro da mama. É uma desordem dolorosa que causa dor e peso no membro afectado. Os linfedemas são sentidos como sendo uma enorme carga, tanto física como psicologicamente.

Terapia de compressão

As mangas de compressão são utilizadas para prevenir, tratar e cuidar de linfedemas nos membros superiores. Numerosos estudos mostram que a terapia de compressão é um tratamento eficaz para os linfedemas dos braços. Também se sabe que o conforto na utilização e a aparência estética da manga de compressão, têm uma grande influência na adesão do paciente e no efeito do tratamento.

O desenvolvimento da manga ADVANCE

Em cooperação com doentes, médicos e enfermeiros

Elisha Lund, Ali Bachelor, Adam Withey (Journal of Lymphedema, 2010, Vol 5, No 2)

A manga ADVANCE foi concebida para satisfazer as necessidades dos pacientes e as exigências dos médicos e enfermeiros. Esta nova peça de vestuário macia pode, de facto, reduzir volumes, mesmo durante a manutenção pois os pacientes gostam de a usar durante mais tempo.

Resultados

No estudo efectuado com a manga ADVANCE obtiveram-se os seguintes resultados:

Excesso volume

O critério volume em excesso representa a redução no excesso de volume.

199.4 ml
(82.7 - 345.5ml)

-27%

135.8 ml
(57.0 - 209.0ml)

Redução de volume em excesso

O critério de redução do volume em excesso representa a % de braços nos quais se observou redução.

87.5%
of arms


The ADVANCE arm sleeve

A manga ADVANCE

ARM SLEEVE ADVANCE		 A-G with mitten		 C-G without mitten	
Matchode AAD					
		Soft top ¹	Grip top	Soft top ¹	Grip top
CCL	14–18 mmHg (1.8 - 2.4 kPa)	●	●	●	●
	20–25 mmHG (2.7 - 3.3 kPa)	●	●	●	●
Grip top	Sensinova grip top		●		●
Colors	● light beige	●	●	●	●

¹ no Plus sizes available

Características do produto



Eficaz ajusta-se perfeitamente à forma do o braço para um ótimo apoio.

Macia, deixa a pele intacta e limita o risco de fricção e lesões na pele.


Nova banda Sensinova

Em pacientes do sexo feminino com linfedema, a parte superior do braço é uma parte sensível, frequentemente dolorosa e facilmente irritada. Esta nova “Sensinova” é utilizada exclusivamente para ADVANCE e é por isso única na compressão da terapia do braço.



Costura Fina

Costura fina que não irrita a pele e ajuda a evitar problemas.



Termorregulação da viscose modal

Semelhante ao algodão, o modal tem uma vantagem sobre este último devido à sua melhor absorção da humidade da pele. Assim, proporciona novo conforto térmico que é altamente apreciado pelos utilizadores de ADVANCE.

Microfibra de poliamida enriquecida com prata

Para além da sua textura suave, esta microfibra inovadora assegura o equilíbrio bacteriano natural da pele e previne os odores e a irritação.




The TRADITIONAL arm sleeve

A manga TRADITIONAL

Em alternativa à ADVANCE, a Sigvaris produz a TRADITIONAL um prouto de alta qualidade.


ARM SLEEVE TRADITIONAL						
Matchcode ATR		A-C only mitten	C-H without mitten	C-G without mitten	A-H with mitten	A-G with mitten
		Soft top	with sup- port straps (arm)	Grip top	with sup- port straps (arm)	Grip top
CCL	2	●	●	●	●	●
Grip top	Knobbed grip top			●		●
Colors	 beige	●	●	●	●	●

Características do produto




Durabilidade

Os materiais de alta qualidade sofrem menos desgaste. TRADITIONAL é, portanto, ideal para rotinas quotidianas exigentes. Os testes de durabilidade mostram que a TRADITIONAL tem até 6 vezes melhores* resultados de abrasão em comparação directa com calças de ganga (* = menos desgaste).



Alta respirabilidade

A estrutura de malha larga assegura uma elevada permeabilidade ao ar.



Borracha natural

A melhor recuperação elástica possível; mais estabilidade em pressão muito elevada. Ao contrário dos materiais sintéticos esta manga volta ao estiramento inicial após ter sido esticada.



¹ Empa test report no. 458250, sweating torso test, sample 3_500, 30 June 2011

Good to know

Informações gerais

Cuidados

As mangas devem ser lavadas, depois de usadas, à mão ou na máquina de lavar roupa (no máximo até 40°C no ciclo de lavagem suave). Colocar, de preferência, dentro de uma rede de roupa. É importante utilizar um detergente suave. Não usar amaciador de roupa. A Solução de Lavagem Sigvaris é adequada para lavagem à mão.

Para preservar a máxima durabilidade do produto, informe os seus clientes que não recomendamos a utilização de uma máquina de secar/aquecedor. As mangas não devem ser engomadas ou limpas a seco. As mangas devem ser armazenadas secas à temperatura ambiente, longe da luz solar directa.



Compromisso de qualidade

As nossas mangas de compressão médica foram testadas quanto à ecologia e estão em conformidade com a norma Oeko-Tex 100 internacionalmente vinculativa. As mangas de compressão médica satisfazem os requisitos básicos de segurança e desempenho dos regulamentos relevantes da UE.



Sizing chart

Tabelas de medidas

ADVANCE Circumference cm											TRADITIONAL Circumference cm		
	XS	XS Plus²	S	S Plus²	M	M Plus²	L	L Plus²	XL	XL Plus²	S	M	L
CF	24-32	32-38	26-34	34-40	29-37	37-43	32-40	40-46	34-42	42-48	24-30	30-36	36-42
CD											20-24	24-28	28-32
CC	13-14	13-14	14-16	14-16	16-18	16-18	18-20	18-20	20-23	20-23	13-16	16-19	19-22
CA¹	16-20	16-20	17-21	17-21	18-22	18-22	19-23	19-23	20-24	20-24	16-19	18-22	22-25

¹ only for arm-sleeve with mitten (A-C)
² ADVANCE A-G with soft top and C-G with soft top; no Plus sizes available

ADVANCE Length cm	
normal	<43
long	>43

A-G	A-G	C-G	C-G
with mitten, with soft top	with mitten, with Sensinova grip top	without mitten, with soft top	without mitten, with Sensinova grip top

TRADITIONAL Length cm	
normal	40 - 46
long	46 - 52

A-C	C-H	C-G	A-H	A-G
separate mitten	without mitten, with support straps (arm)	without mitten, with grip top	with mitten, with support straps (arm)	with mitten, with grip top

**Export**

SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8
9014 St. Gallen
Switzerland
Phone: +41 71 272 40 00
Fax: +41 71 272 40 01

Great Britain

SIGVARIS BRITAIN LTD.
1 Imperial Court
Magellan Close
Andover
SP10 5NT
Phone: +44 1264 326 666
Fax: +44 1264 369 950

Australia / New Zealand

SIGVARIS (Australia) Pty. Ltd.
207 Victoria Street
West Melbourne VIC 3003
Phone: 1300 SIGVARIS (1300 744 827)
Fax: +61 39329 3773
info.au@sigvaris.com

Middle East

SIGVARIS AG (DMCC Branch)
Unit No: AG-05-C
Silver (AG) Tower
Jumeirah Lakes Towers
Dubai - United Arab Emirates
Phone: +971 4 558 6265
Fax: +971 4 558 6269
middle-east@sigvaris.com

www.sigvaris.group

www.medivaris.pt
comercial@medivaris.pt

**We are dedicated to helping people
feel their best. Every day.**

SIGVARIS and SIGVARIS GROUP are registered trademarks of
SIGVARIS AG, CH-9014 St. Gallen/Switzerland, in many coun-
tries worldwide. © 2020 Copyright by SIGVARIS AG,
CH-9014 St. Gallen/Switzerland

**SIGVARIS
GROUP**